

Prótese Vascular de PTFE **expand-graft**®

REGISTRO ANVISA 80163740002



INDICAÇÕES DE USO

Acesso Artério-Venoso para Hemodiálise
Reparo ou substituição de artérias periféricas
Revascularização extra-anatômicas

PAREDE REFORÇADA RADIALMENTE

Maior retenção de sutura
Menos transpiração (seroma/hematoma)
Maior flexibilidade
Fácil de suturar e puncionar
Resistente a dobras e esmagamentos

25 cm
MEDIDA ESPECÍFICA
para acesso vascular

MEDIDAS

D x C	10 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	70 cm	80 cm
3,5 mm	20310	20320	20325	20330	20340	20350	20370	20380
4 mm	20410	20420	20425	20430	20440	20450	20470	20480
5 mm	20510	20520	20525	20530	20540	20550	20570	20580
6 mm	20610	20620	20625	20630	20640	20650	20670	20680
7 mm	20710	20720	20725	20730	20740	20750	20770	20780
8 mm	20810	20820	20825	20830	20840	20850	20870	20880
10 mm	21010	21020	21025	21030	21040	21050	21070	21080

D x C	40 cm	50 cm	70 cm
4/6 mm	24640	24650	24670
4/7 mm	24740	24750	24770
6/8 mm	26840	26850	26870